

UltraSnap




DISPOSITIVO UNIVERSAL

PARA MONITORAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO

O UltraSnap é um dispositivo de amostragem de superfície para teste de ATP (Adenosina Tri Fosfato) para uso com o Luminômetro Hygiena.

Passo-a-passo



Informações



Pronto para uso.



Otimiza e verifica a eficiência dos procedimentos de limpeza.



Identifica resíduos de sujidades e formação de biofilmes.



Auxilia no desenvolvimento e melhoria dos procedimentos determinados por programas APPCC/HACCP.



Resultados em 15 segundos.



Resultados expressos em URL (Unidade Relativa de Luz).



Validade de 15 meses, em refrigeração (2-8°C).



Dispositivo pré-umedecido.



Regente estável garantindo precisão e repetibilidade de resultados.



Dispositivo 100% reciclável.



Tecnologia dos Estados Unidos.

Cap-Lab
Tecnologia e Inovação para Laboratórios

25
anos
Cap-Lab

